








リフト付き入浴装置 マキーナ HK-710 / RA-400

<div></div> <div>HK-710</div>	<div></div> <div>RA-400</div>	<div>■製品特長 入浴しやすいリフト付きコンパクト浴槽。(リフトのみもご用意) 昇降ストロークを700mmとしたことで、入浴者の足上げ作業労力が大幅に軽減され、スムーズな入浴介助が可能です。</div> <div>■対象者 ・座位姿勢可能も立位困難な方 ・座位姿勢と補助立位可能な方</div> <div>■消費税非課税物品</div>		
		レイアウト	参考図	
			4×3m	3×3m
HK-710(リフト付きコンパクト浴槽)	<div></div>	<div></div>	<div></div>	
RA-400(リフトのみ) ※施設の浴槽と組み合わせます。	<div></div>		<div></div>	