

座ったまま入れる入浴機器 トウッティ HK-8150




製品特長
 広い浴槽の入り口、少ない重心の移動など、入浴姿勢にこだわった設計で、快適な入浴をお届けします。
 入浴後のお湯をスピーディーに循環しながらろ過/殺菌を行い、新しいお湯を約13L追加するだけで次の入浴ができます。

対象者
 ・座位姿勢可能も立位困難な方
 ・座位姿勢と補助立位可能な方

レイアウト

参考図
 3×3.5m

HK-8150



浴槽への挿入向き

