

## 個浴型介護浴槽 ボランテ HK-771



### ■製品特長

ドアが昇降式になっており、浴槽座面の高さにもこだわっているため、イスに腰掛ける感覚でスムーズな入浴が行えます。  
ひとり一人の入浴毎にきれいなお湯を入れて使用します。  
入浴と同時に貯湯を開始するので効率的な入浴介助ローテーションを行うことができます。

### ■対象者

- ・座位姿勢と補助立位可能な方
- ・立位と補助歩行可能な方
- ・独立歩行可能な方

	レイアウト	参考図	
		3 × 3m	2 × 2m
HK-771	<p style="text-align: center;">↑ 入浴する側</p>	●	●