

個浴型介護浴槽 ボランテ HK-771



■製品特長

ドアが昇降式になっており、浴槽座面の高さにもこだわっているため、イスに腰掛ける感覚でスムーズな入浴が行えます。
ひとり一人の入浴毎にきれいなお湯を入れて使用します。
入浴と同時に貯湯を開始するので効率的な入浴介助ローテーションを行うことができます。

■対象者

- ・座位姿勢と補助立位可能な方
- ・立位と補助歩行可能な方
- ・独立歩行可能な方

	レイアウト	参考図	
		3×3m	2×2m
HK-771	<p style="text-align: center;">入浴する側</p>	●	●