




座ったまま介助入浴 / Adagio アダージオ HK-8250

	<p>■製品特長</p> <p>安全で介助しやすい移乗</p> <p>回転式サイドフェンスや、介助者が足を踏み込みやすい収納式レッグレストで、スムーズな移乗をおこなうことができます。</p> <p>前向きの自然な姿勢で搬送</p> <p>車椅子のように進行方向を向く「前向き入浴」なので、入浴者は恐怖感や不快感なく、安心して入浴していただけます。</p> <p>搬送車のままスムーズドッキング</p> <p>搬送車のままドッキングして、片手で軽く浴槽ドアを押すだけで、自動的にドアロックします。入浴スイッチで給湯を開始。約90秒でお湯が溜まります。</p> <p>らくらく入浴介助</p> <p>浴槽の縁の高さは約93cmと低いため、コミュニケーションをとりながら、通常の入浴ケアもラクにおこなえます。</p> <p>■対象者</p> <ul style="list-style-type: none">・座ったまま入浴できる	
設置の仕方	レイアウト	参考図 5 x 3m
HK-8250	<p>HK - 825</p> 	

参考 5×3mの浴室への設置参考図

