




記号	変更内容	担当	日付
△	誤記修正	加藤	2014/09/22
△			
△			



仕様  
 電源 : AC100V50/60Hz  
 △電源入力 : 約0.22kVA (50Hz) / 約0.3kVA (60Hz)  
 外形寸法 : 約2080 (L) × 890 (W) × 840 (H) mm  
 質量 : 約120kg (満水時 : 約575kg)  
 材質 : 浴槽 : FRP (SMC)  
 外装 : FRP (SMC)  
 フレーム : SUS  
 その他 : SUS



尺度	1:20	図法	製図	材質
検図	設計	製図	表面・後処理	規格
津島	春田	浅賀	仕上記号	

品番	品名	
設計日	2013/10/28	オーシー技研株式会社
型式	HK-227L	図番 ZU4-00000005