


記号	変更内容	担当	日付
B	BOM採番ミスによる改番	加藤	2015.01.08
C	△×4 品名変更、モデル修正、消耗品追加	井本	2015.01.23
D	△×5 FL表示変更、見直し他	西	2019.06.10

仕様
電源: AC100V50/60Hz
電源入力: 290VA (±15%) 50/60Hz
外形寸法: 約1765 (L) × 785 (W) × 720 (H) mm (カバー閉)
約1990 (L) × 785 (W) × 1125 (H) mm (カバー開)
槽内寸法: 約1185 (L) × 655 (W) × 510 (D) mm
質量: 約166kg
湯量: 約290 L (適正水位)、約370 L (満水)
材質: 浴槽外装: FRP
フレーム: ステンレス
別売品: 浴槽カバー(長)
ドッキング部一式
消耗品: 保護シート



尺度	1:10	図法	製図	材質
検図	設計	製図	表面・後処理	規格
伊藤	春田	井本	仕上記号	

外觀図 (アイランドA)	
品番	品名
設計日	2014/12/8
型式	HK-730A
図番	ZU4-00000035

オーシー浴槽株式会社