




△00000000-ZU4

図 号

記号	変 更 内 容	担 当	日 付
△A	△×1 名称変更 横壁一側面	井本	2015.01.06
△B	BOM採番ミスによる改番	加藤	2015.01.08
△C	△×5 FL表示変更、見直し他	西	2019.06.10

仕様  
電源：AC100V50/60Hz  
電源入力：290VA（±15%）50/60Hz  
外形寸法：約1770（L）×775（W）×720（H）mm（カバー開）  
約1995（L）×775（W）×1125（H）mm（カバー開）  
槽内寸法：約1185（L）×655（W）×510（D）mm  
質量：約163kg  
湯量：約290L（適正水位）、約370L（満水）  
材質：浴槽外装：FRP  
フレーム：ステンレス  
別売品：浴槽カバー（短）



掘り込み深さ

尺度	1:10	図法	製図
検図	設計	製図	伊藤
伊藤	春田	井本	

材質	
規格	
表面・後処理	
仕上記号	

△	外觀図（側面設置R）	
品番	品 名	
設計日	2014/12/8	オーシー機研株式会社
型 式	HK-730R	図 番 ZU4-00000044

△C