



| G | | H | |
|----|----------------------|-----|------------|
| 記号 | 変 更 内 容 | 担 当 | 日 付 |
| △A | △×1 品名変更 L→コーナー設置L | 井 本 | 2015.01.23 |
| △B | △×9 FL表示変更、品番追加、見直し他 | 西 | 2019.06.10 |
| △ | | | |

△①コーナー設置L

仕様
電源：AC100V50/60Hz
電源入力：290VA (±15%) 50/60Hz
外形寸法：約1765 (L) × 775 (W) × 720 (H) mm (カバー閉)
約1990 (L) × 775 (W) × 1125 (H) mm (カバー開)
槽内寸法：約1185 (L) × 655 (W) × 510 (D) mm
質量：約161kg
湯量：約290 L (適正水位)、約370 L (満水)
材質：浴槽外装：FRP
フレーム：ステンレス

△②コーナー設置L2M

仕様
外形寸法でカバー開時の※印部 (3箇所) のみ異なる

| | | |
|-----|-----------------|------------------|
| 2 | 外觀図 (コーナー設置L2M) | △ |
| 1 | 外觀図 (コーナー設置L) | △ |
| 品番 | 品 名 | |
| 設計日 | 2014/12/8 | オーシー技研株式会社 |
| 型 式 | HK-730L | 図 番 ZU4-00000033 |