

個浴型介護浴槽 ボランテエコ HK-775



■製品特長

ドアが昇降式になっており、浴槽座面の高さにもこだわっているため、イスに腰掛ける感覚でスムーズな入浴が行えます。
入浴後のお湯をスピーディーに循環しながらろ過/殺菌を行い、新しいお湯を約30L追加するだけで次の入浴ができます。

■対象者

- ・座位姿勢と補助立位可能な方
- ・立位と補助歩行可能な方
- ・独立歩行可能な方

	レイアウト	参考図	
		3×3m	2×2m
HK-775	<p>入浴する側</p>		