

座ったまま入れる入浴機器 トウッティ HK-8100




**製品特長**  
 広い浴槽の入り口、少ない重心の移動など、入浴姿勢にこだわった設計で、快適な入浴をお届けします。  
 入浴と同時に貯湯を開始するので効率的な入浴介助ローテーションを行うことができます。

**対象者**  
 ・座位姿勢可能も立位困難な方  
 ・座位姿勢と補助立位可能な方

レイアウト

参考図  
 3×3.5m

HK-8100



浴槽への挿入向き

