



HK-8150/HK-8150J仕様

＜システム＞

電源：AC100V 50/60Hz
電源入力：0.8kVA (50Hz)、1.1kVA (60Hz)
外形寸法：約1800 (L) × 1200 (W) × 1160 (H)
質量：約277kg

＜浴槽＞

外形寸法：約1655 (L) × 1200 (W) × 1160 (H)
浴槽内寸法：約1410 (L) × 610 (W) × 620 (D)
浴槽容量：約285L (実使用量：約185L)
貯湯タンク容量：約260L
質量：約230kg
材質：浴槽・外装：FRP

フレーム：スチール (溶融亜鉛メッキ)
主要部品：ステンレス
タンク：ポリプロピレン
その他：自動急速貯湯システム、手動排水システム、
トリプル温度安全システム、槽内・タンク内温度表示、
入浴時間表示&報知システム、報知音、低温給湯排水機構、
タッチ式集中操作パネル、循環ろ過殺菌機構、
ハンドシャワー (1基)、噴流発生装置 (HK-8150Jのみ)、
肩掛けシャワー (2基) (オプション)、停電退浴機能 (オプション)

＜搬送車＞ (RA-8100)

外形寸法：約1220 (L) × 740 (W) × 1285 (H) (搬送姿勢の時)
約1380 (L) × 740 (W) × 1125 (H) (入浴姿勢の時)

背部角度：60~81°

質量：約47kg

最大搭載質量：100kg

材質：バックレスト・シート・レッグレスト・サイドフェンス：ポリプロピレン

主要部品：ステンレス

安全ベルト：ナイロン

ヘッドレスト・マット：発泡ポリエチレン

その他：ワンタッチ収納式レッグレスト、開閉式サイドフェンス、バランスチルト

安全ベルト (胸部・腰部) 脚部 (オプション)

尺度 1:15		図法	図	規格	HK-8150	品番	品名	外観図	
検図	設計	製図	表面・後処理	仕上記号		設計日	2017/11/17	オージ・技研株式会社	
豊田	武	山本				型式	HK-8150	図番	ZU4-00000153