

座ったまま入れる入浴装置 アダージオ HK-825



■製品特長

浴槽を変えることなく入浴者の状況に合わせられるよう、2種類の搬送車をラインナップ。リクライニングしたリラックス姿勢で、つま先まで伸ばせるゆったり設計の介護浴槽です。

■対象者


- ・座位姿勢可能も立位困難な方
- ・座位姿勢と補助立位可能な方

設置の仕方

レイアウト

参考図
5 × 3m

HK-825(L仕様)



HK-825(R仕様)

