



01P301820A

量 図

記号	変 更 内 容	担 当	日 付
△A	△×4 台車ガイド切欠き追加	山崎た	2015/12/07
△			
△			

仕様  
 外形寸法 : 1645×1049×798 (H) mm  
 電源 : AC100V50/60Hz  
 電源入力 : 330VA (60Hz負荷135kg時)  
 昇降機構 : 電動モータ、ベルト巻上げ  
 昇降ストローク : 850mm (FL-700で浴槽底面からのスリマ150mmの時)  
 材質 : FRP、ステンレスSUS304  
 質量 : 約121kg  
 別売 : リモコン  
 禁止事項 : 温泉水の使用は不可



尺度	1:15	図法	第一角法
検 図	高垣	設 計	武
製 図	池上	表面後処理	仕上記号

材 質	FRP、ステンレスSUS304	外観図	
規 格		品 番	RA-580
設計日	2007/11/09	品 名	オーブ-検研機株式会社
機種	RA-580	図 番	01P301820A