






| 記号 | 変更内容 | 担当者 | 日付 |
|-----|-------------|-----|------------|
| △×4 | 外觀変更、D7機構追加 | 清水 | 2011/10/27 |
| △×3 | D7機構追加 | 清水 | 2011/10/27 |
| △×4 | ※D7位置変更 | 山崎た | 2015/12/03 |

仕様

外形寸法：1123×580×1288 (H) mm (チルト角度79°)
1312×580×1164 (H) mm (チルト角度63°)
材質：主要部品、スチール
枕、背板、シート、レッグレスト、手摺、発泡ポリエチレン
安全ベルト、サイドフエンス
質量：搬送時、約35 kg
サイドフエンス（別売） 約4 kg
最大搭載質量：100 kg
その他：上下分層シート
収納式レッグレスト
開閉式手摺
安全ベルト（腰部、脚部）
開閉式サイドフエンス（別売）



搬送時外観



移乗時外観

| | | | | |
|----|----|--------|----------|------------|
| 材質 | | RA-581 | 搬送車組立外観図 | |
| 機頭 | 設計 | 松岡 | 品番 | RA-581 |
| 機頭 | 設計 | 松岡 | 品名 | 搬送車組立外観図 |
| 機頭 | 設計 | 松岡 | 設計日 | 2007/11/13 |
| 機頭 | 設計 | 松岡 | 機種 | RA-581 |
| 機頭 | 設計 | 松岡 | 図番 | 01P100321E |