

2025.07.22

PRESS RELEASE

OG Wellness
Wellness and Beyond

プレスリリース

自然な姿勢で、介助もしやすい“新しい入浴スタイル”の提案

「アダージオ サイドイン」誕生



自然な座位姿勢で、より快適に、より安全に

オージー技研株式会社(本社:岡山・東京/代表取締役社長 奥田宏)は、2025年7月24日より、座位タイプの入浴機器(機械浴槽)「Adagio Side in(アダージオ サイドイン)/HK-5250」を発売いたします。

深刻化する高齢化と介護人材不足の中、入浴介助の現場でも“安全・尊厳・効率”のすべてが求められています。本製品は、座位タイプの入浴機器では今までなかった「横から浴槽に入るスタイル」です。自然な座位姿勢で入浴者の尊厳に配慮しつつ、安全な入浴を見守る介助者の広い視野の確保と省スペース化を実現。介護する人・される人の両方にやさしい、「これからの入浴」のかたちです。



多彩な機能

01 尊厳



適切な位置から見守る

横側からストレッチャーを浴槽にドッキングすることで、入浴者の尊厳に配慮しつつ、顔を見ながら介助できます。

02 安全



介助者の広い視野を確保

入浴者の様子を見守り、目を合わせて声をかけながら、簡単なパネル操作で給湯や排水などがおこなえます。


03 効率



介助負担を軽減する

洗身時は幅広のフルフラットに、搬送時は車椅子型にと、状況に合わせて変形することで、介助負担を軽減します。

04 省スペース



省スペース設置を実現

横側からのドッキングにすることで、省スペース設置を実現。最小3m×3mの浴室に設置可能です。

NEW
05 衛生



塩素濃度を自動測定

浴槽内の塩素濃度を自動で測定し、測定結果を液晶パネルへ表示。薬液投入のタイミングをわかりやすくサポートします。

NEW
06 快適



しっかり温まる快適入浴

肩かけ専用のノズルを装備。肩から足元まで全身をしっかり温められます。

Adagio Side in



アダージオ サイドイン HK-5250

¥11,000,000 (税別)

6年間保証

型番	HK-5250
外形寸法	1200(L)×2150(W)×1230(H)mm
浴槽内寸法	740(L)×1720(W)×535(H)mm
質量	490kg
電源電圧	三相200V 50/60Hz
消費電力	1.3/1.9kW(50/60Hz)
主な材質	浴槽/外装:FRP、ABS フレーム:スチール+メッキ 外観部品:ステンレス

昇降式車椅子 RA-5250-U1

¥4,500,000 (税別)

6年間保証

SIAA
抗菌加工

型番	RA-5250
外形寸法	・フルリクライニング: 2020(L)×670(W)×710~975(H)mm ・入浴姿勢(チルト42°): 1720(L)×670(W)×1110~1370(H)mm
質量	90kg
電源電圧	DC25.2V(リチウムイオンバッテリー)
主な材質	フレーム:ステンレス シート/サイドフェンス/ショルダーサポート:ポリプロピレン

岡山本社横のOG Wellness lab(オージーウエルネス ラボ)にて、ご体験いただけます。

リハビリテーション機器(理学療法・物理療法・作業療法・運動療法)・入浴機器(機械浴槽)の総合メーカー

OG Wellness オージー技研株式会社 <https://www.og-wellness.jp/>

当リリースに関するお問い合わせ先

オージー技研株式会社

住所/〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7

TEL / 0120-01-7181(平日 9:00~17:00)

E-mail / public_relations@og-giken.co.jp (広報担当)