

2026.6.15.

PRESS RELEASE

OG Wellness
Wellness and Beyond

プレスリリース

現場の多様化に応える3ラインを新展開



Giusto

ジユスト HK-2550

オージー技研株式会社(本社：岡山・東京 / 代表取締役社長 奥田宏)は、2026年6月15日より、多様化する介護・福祉現場のニーズに対応するため、介護用入浴機器 3 機種を発売いたしました。

塩素濃度自動測定機能などを搭載したハイエンドモデル「Giusto(ジユスト)/HK-2550」、必要機能を厳選したシンプルモデル「Lento(レント)/HK-2300」、ワイド設計の担架により体格の大きな方にも配慮した「Sciolto(シオルト)/HK-2270」をラインアップ。使用環境や利用者のニーズに応じた選択を可能にしました。



Giusto(ジユスト)/HK-2550



Lento(レント)/HK-2300



Sciolto(シオルト)/HK-2270

多彩な機能を備えた「Giusto」が第2世代へと進化



Giusto

ジユスト HK-2550

当社現行の仰臥位入浴機器の特長を継承しながら、より多様なニーズへの対応を目指して進化した「Giusto (ジユスト) HK-2550」シリーズでは、利用環境や運用ニーズに応じて選択可能な3製品を展開します。

薬液濃度測定機能、噴流機能を搭載し、快適性と運用性の向上を図った「HK-2550G」。マイクロバブルを搭載した「HK-2550B」。基本機能を搭載したスタンダードモデルの「HK-2550S」。

New Features



マイクロバブル
HK-2550Bのみ



薬液濃度測定・表示
HK-2550Gのみ

仰臥位入浴の入浴機器ラインアップを拡充

Lento

レント HK-2300



入浴機器として求められる基本機能を厳選したシンプルモデルです。扱いやすさを追求し、使用環境や運用ニーズに応じた選択肢を提供します。導入時のコストにも配慮したモデルです。

Sciolto

シヨルト HK-2270



安心・快適な入浴を実現する多彩な機能はそのままに、デザインを一新。ワイド設計の担架により、利用者の体格に配慮した、ゆとりある入浴環境を実現しました。

Giusto



ジュスト

HK-2550 ¥8,690,000 ~ ¥11,820,000(税別)

外形寸法 G:2190(L)×890(W)×725~1170(H)mm
B/S:2190(L)×890(W)×705~1150(H)mm
質量 290kg
機能・性能 担架脱落防止ピン、担架センターロック、自動給湯停止機能、自動追加給湯機能、急速給湯機能、入浴時間表示/報知機能、マイクロバブル(Bのみ)、噴流機能(G/Sのみ)、薬液殺菌機能、薬液残量報知機能、薬液濃度切替機能、薬液濃度測定機能(Gのみ)、機器殺菌機能、機器洗浄機能

担架(デラックス型)

RA-3550S ¥2,200,000(税別)

外形寸法 1950(L)×650(W)×505(H)mm
質量 49kg
機能・性能 安全ベルト、サイドフェンス、ポジションナー、レッグレスト角度調節、セパレートサイドフェンス、スライドマット

担架(スタンダード型)

RA-3550L ¥1,900,000(税別)

外形寸法 1950(L)×650(W)×505(H)mm
質量 47kg
機能・性能 安全ベルト・サイドフェンス

電動昇降ウォークスルーストレッチャー

RA-2550S ¥3,910,000 ~ ¥4,120,000(税別)

外形寸法 1920~2080(L)×680(W)×400~685(H)mm
質量 77kg
機能・性能 担架ロック金具、担架脱落防止金具、電動昇降、四輪トータルロック

固定式ウォークスルーストレッチャー

RA-2550P ¥2,100,000 ~ ¥2,310,000(税別)

外形寸法 1820(L)×680(W)×670(H)mm
質量 53kg
機能・性能 担架ロック金具、担架脱落防止金具、四輪トータルロック

3ウェイ ストレッチャー

RA-9110 ¥5,800,000 ~ ¥6,000,000(税別)

外形寸法 1440(L)×640(W)×1250(H)mm(搬送時)
1900(L)×640(W)×710~1010(H)mm(フルフラット時)
質量 100kg
機能・性能 担架脱落防止機能、安全ベルト、サイドフェンス、ショルダーサポート、スポンジマット、ポジションナー、ブレーキペダル、リクライニング、電動昇降

Lento



レント

HK-2300 ¥6,590,000 ~ ¥7,200,000(税別)

外形寸法 2190(L)×890(W)×705~1150(H)mm
質量 290kg
機能・性能 担架脱落防止ピン、担架センターロック、自動給湯停止機能、自動追加給湯機能、急速給湯機能、入浴時間表示/報知機能、薬液殺菌機能、薬液残量報知機能、薬液濃度切替機能、機器殺菌機能、機器洗浄機能

担架(スタンダード型)

RA-3550L ¥1,900,000(税別)

外形寸法 1950(L)×650(W)×505(H)mm
質量 47kg
機能・性能 安全ベルト・サイドフェンス

コンパクト電動昇降ストレッチャー

RA-9000 ¥2,800,000(税別)

外形寸法 1070(L)×630(W)×392~670(H)mm
質量 54kg
機能・性能 担架ロック金具、担架脱落防止金具、電動昇降、ブレーキペダル

Sciolto



シオルト

HK-2270 ¥1,350,000 ~ ¥2,710,000(税別)

外形寸法 2170(L)×890(W)×840(H)mm
質量 HK-2270L:110kg、HK-2270P:80kg
機能・性能 自動給湯停止機能(Lのみ)、噴流機能(Lのみ)

昇降式ストレッチャー

RA-227 ¥3,470,000(税別)

外形寸法 1950(L)×1030(W)×1070~1550(H)mm
質量 125kg
機能・性能 担架ロック金具、安全ベルト、サイドフェンス、落下防止ガード

リハビリテーション機器（理学療法・物理療法・作業療法・運動療法）・入浴機器（機械浴槽）の総合メーカー

OG Wellness オージー技研株式会社 <https://www.og-wellness.jp/>

当リリースに関するお問い合わせ先

オージー技研株式会社

住所/〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7

TEL / 0120-01-7181 (平日 9:00~17:00)

E-mail / public_relations@og-giken.co.jp (広報担当)