

車椅子介護浴槽 HK-8100

新発売

Tutti

トゥッティ

小さいのに、のびのび入浴、らくらく介助

コンパクトなのに広い、「快適」の両立




OG Wellness


身長180cmの方でも快適な姿勢で入浴できるひろびろ浴槽。 デザインを一から見直すことで、業界最小クラスのボディを実現。

POINT 1 浴槽・タンク・その他機能を一から見直し

タンクを、デッドスペースとなりがちな本体後方の左右に広げ、槽内形状を最適化。身長180cmの方でも無理のない姿勢で入浴できる業界最小クラスの設置スペースを実現しました。



POINT 2 浴槽形状を見直し、より快適に入浴いただけます



新しい浴槽は、足元のスペースにこだわりました。足先まで気持ちよく伸ばせるように、前方・上部に大きくスペースを確保しました。ゆったりした姿勢で、お腹と背中への圧迫感が軽減されます。

安全性とこだわりの機能を搭載した搬送車

POINT 1 膝上までガードできる「大型のサイドフェンス」の新採用



「開閉式サイドフェンス」は膝上までガードできる大きさです。また、移乗の際の開閉時、定位置でロックする機構を採用。より安全な移乗を行なっていただけます。

POINT 3 バランスチルトでかるがるチルト



入浴される方の体重に左右されず、操作できます。

POINT 2 完全収納できるレッグレスト



レッグレストをワンタッチでシートの下に完全収納できます。足元に空間が生まれ、安全な立ち上り、移乗をサポートします。

独自のバランスチルトにより、かるがるチルト。介護労力を大幅に軽減しました。女性の方でも楽に操作いただけます。


ご希望に応える、幅広いラインナップと高い拡張性

お客様のご要望に応じて機能をお選びいただけます。また、導入後もご希望に合わせて各機能の追加が可能です。

- 肩掛けシャワーセット
- HK8100-001 ¥200,000
- 噴流セット
- HK8100-002 ¥250,000
- 停電対応セット
- HK8100-003 ¥250,000

型 式	定 価	搬 送 車	追 加 可 能 機 能		
			噴 流	停 電 対 応	肩 掛 け シャ ワー
HK-8100J-S1	¥7,100,000	●	●	●	●
HK-8100J-S2	¥6,900,000	●	●	●	
HK-8100J-S3	¥6,850,000	●	●		●
HK-8100J-S4	¥6,650,000	●	●		
HK-8100-S1	¥6,850,000	●		●	●
HK-8100-S2	¥6,650,000	●		●	
HK-8100-S3	¥6,600,000	●			●
HK-8100-S4	¥6,400,000	●			

リハビリ機器・物理療法機器・介護入浴装置
オージーウェルネス

オージーウェルネス 
www.og-wellness.jp



オージー技研株式会社

本 社 〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7 Tel. 086-277-7181 Fax. 086-274-9072

事業所 札幌・盛岡・仙台・新潟・埼玉・千葉・東京・横浜・名古屋・金沢・大阪・神戸・岡山・高松・広島・九州・鹿児島・那覇・ジャカルタ・上海

本カタログの記載内容は2017年2月現在のものです。 CATALOG No.823