

IVES®の
オプションが
充実

IVES®シリーズの導子に新サイズ登場

手指用と大腿用の導子追加で 治療範囲が拡大



アイビスプラス GD-611 アイビス GD-612

今、お使いのIVES®シリーズで使用可能

【一般的名称】低周波治療器 【認証番号】224AABZX00131000

手指用 極小導子

短母指外転筋、手内筋などの
小さな筋に対して、ピンポイント
に電気刺激が可能

導子の
密着性を
改善!

極小導子専用の
固定シートも登場



狙った
筋をしっかりと
刺激!

大腿用 大型導子



大腿四頭筋、臀筋などの
大きな筋に対して、広範囲に
電気刺激が可能

新サイズ導子 商品一覧

極小導子

IVESゲル導子 (極小)	IVESゲル2極導子 (極小)
ELR-621	ELR-622
	
2枚/袋	2枚/袋
約25mm×25mm 接触面積：約3.5cm ²	約20mm×40mm 接触面積：約3.5cm ²
¥ 1,800	¥ 1,800

大型導子

IVESゲル導子 (角)	IVESゲル2極導子 (角)
ELR-623	ELR-624
	
2枚/袋	2枚/袋
約85mm×100mm 接触面積：約57cm ²	約85mm×105mm 接触面積：約61cm ²
¥ 3,100	¥ 3,100

固定用シート

IVES導子固定シート (極小)	IVES2極導子固定シート (極小)
ELR-625	ELR-626
	
10枚/袋	10枚/袋
約40mm×40mm	約30mm×50mm
¥ 600	¥ 600

注意事項

- ゲル導子(極小)を使用する場合は導子固定シート(ELR-625/ ELR-626)を上から貼り付けてゲル導子を皮膚に密着させてください。
- IVESゲル導子(極小)、IVESゲル2極導子(極小)は電極サイズが小さいため、出力調整に十分注意してください。
- PASシステム(GD-601/602)では使用できません。



物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

オージー技研株式会社 www.og-wellness.jp

岡山本社
〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7
Tel. 086-277-7181 Fax. 086-274-9072

東京本社
〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング4階
Tel. 03-3519-5025 Fax. 03-3519-5020

札幌営業所 011-841-9777	東京支店 042-580-1423	岡山営業所 086-276-8384
盛岡営業所 019-645-1255	横浜営業所 045-820-2106	高松営業所 087-837-8055
仙台営業所 022-308-6477	名古屋支店 052-587-2290	広島営業所 082-832-2788
新潟営業所 025-226-7251	金沢営業所 076-233-2765	九州支店 0942-81-1778
埼玉支店 048-840-3233	大阪支店 06-6385-1525	鹿児島営業所 099-285-7676
千葉営業所 047-458-6061	神戸営業所 078-978-1680	那覇出張所 098-941-1686

取扱店

【休日受付コールセンター】
☎ 0120-33-7181 受付時間 / 9:00~17:00

○休日専用/土・日・祝・年末年始(平日は、最寄りの事業所へご連絡ください。)