

プレスリリース


コンパクトサイズでコストパフォーマンスに優れた 手指用ゴニオメーター発売

オージー技研株式会社(本社:岡山/代表取締役社長:奥田 宏)は、使用者(患者)の手指など小さな関節の可動域を測定できる「手指用ゴニオメーター」を開発いたしました。

国内のリハビリ施設を対象に2021年1月8日より販売を開始いたします。

◆開発のこだわり

「サイズが大きいと、過伸展の測定がしにくい」という、現場の声から生まれた手指用ゴニオメーターです。必要な機能を絞り込むことで、コンパクトさと使い勝手の良さを両立しています。



Fingers Goniometer

手指用ゴニオメーター

GS-200	¥ 1,900
外形寸法	約65×12×30(H) mm
材質	プラスチック
質量	約4.5g
分度器	-30°~120°(1°きざみ)

◆製品の特長

①業界最小クラスのコンパクトサイズ

必要な機能を絞り込むことで、業界最小クラスのコンパクト化を実現。「サイズが大きいと、過伸展の測定がしにくい」という問題を解決し、コンパクトさと使い勝手の良さを両立。

②低コストでお求めやすい価格

測定評価時に必ず使うものなので、低価格化を実現。

③1°きざみで測定可能

目盛線の幅(太さ)と、目盛線の間隔が、等間隔の1°きざみとなっており、細かく測定したい場合は、1°ごとの測定も可能。

※既存のアナログ式の手指用ゴニオメーターは、2°または5°きざみが多数。

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

オージー技研株式会社

www.og-wellness.jp

当リリースに関するお問い合わせ先

オージー技研株式会社 〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7 TEL: 086-277-7181

E-mail: public_relations@og-giken.co.jp (広報担当 荒内)

オージー技研株式会社について

1949年の創業以来、医療・リハビリ機器のメーカーとして、数々の製品を市場に送り出して参りました。2015年より、新ブランド「OG Wellness」を掲げ、生涯現役で活躍できる「ウエルネス社会」の実現を目指しています。超高齢化社会に突入した日本において、高齢化の進行に伴う社会的課題を世界に先駆けて解決し、すべての方の元氣と、その先の笑顔のために、「OG Wellness」は、「ウエルネス創造メーカー」として挑戦を続けていきます。

平成30年度中国地方発明表彰「中小企業庁長官賞」をはじめ、平成28年度知財功労賞「特許庁長官表彰」、日本品質奨励賞、岡山市まちづくり賞、グッドデザイン賞など、これまでの企業活動に高い評価をいただいております。詳細については、<http://www.og-wellness.jp>をご参照ください。