

入浴の快適性と介助者の負担軽減を追求した 座位シャワーバス 発売

オージー技研株式会社（本社：岡山・東京／代表取締役社長：奥田宏）は、2023年12月25日より「セレーノ チェアイン（HK-3800）」を発売いたします。

新型コロナウイルスの流行により、感染症対策への意識が高まり、衛生面への配慮から清掃性の高いシャワー入浴が注目されはじめました。OG Wellness製品は、仰臥位タイプのみだったため、座位タイプの開発に着手し、より多くの方にご利用いただけるよう、ラインナップを増やすことにいたしました。



快適な入浴（浴槽内スペース、温感、衛生面）

- ・浴槽内は足元が広く、身長が180cmの方でも無理のない姿勢で入浴できます。
- ・シャワーで洗浄のほか、全身を温め、肌に潤いを与える効果が期待できます。
- ・浴槽上面をカバーで覆うことで浴槽に隙間がなくなり、浴槽内の気密性が高くなるため、温浴効果があります。
- ・貯湯式ではないので、感染症のリスクを軽減できます。

介助者の負担軽減（洗身、清掃）

- ・自動洗身、臀部洗浄シャワー、機器殺菌等の機能が介助者の負担を軽減します。
- ・浴槽は上面が開放されているため、浴槽内が洗いやすく清掃時の負担を軽減します。
- ・浴槽排水のため床が汚れにくく、浴槽下部のスペースを設けることにより通気性の確保や清掃性に配慮しています。

コンパクト設計（省スペース）

- ・浴槽は長さ1480mm×幅950mmで、開閉扉もなく給湯ユニットが浴槽に内蔵されているため、3m×3.5mの浴室に設置しても浴室を広く使えます。

低ランニングコスト

- ・貯湯式と比べて少ない湯量で入浴ができるため、光熱費が削減できます。

安心・安全をサポートする搬送車 (RA-8100)

軽い力で傾斜できるバランスチルト、移乗をサポートする開閉式サイドフェンスや収納式レッグレスト、4輪キャスターロックなどを搭載しています。



お湯に浸かるタイプのTutti (HK-8100/8150) と共通のため、Tutti をお使いの場合にはそのままご使用いただけます。



製品仕様

外形寸法	1480 (L) × 950 (W) × 1140 (H)
質量	95kg (浴槽) ※搬送車：47kg
電源	AC100V
シャワー流量	14L/min
シャワーノズル数	17基
シャワー設定温度範囲	35～44℃ (ハンドシャワー：25～44℃)
ハンドシャワー	1基
搭載機能	自動洗身機能 (3分、5分)、 自動機器殺菌機能、シャワーのみ吐出機能、 ハンドシャワーのみ吐出機能

定価

セレーノチェアイン
HK-3800-S **¥6,000,000**(税別)

※HK-3800-Sには、搬送車 (RA-8100) とボディソープが含まれます。

搬送車
RA-8100 **¥2,100,000**(税別)

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

OG Wellness

オージー技研株式会社

オージーウエルネス

www.og-wellness.jp

オージー技研株式会社について

オージー技研は、70年以上にわたり、物理療法機器、リハビリ機器、介護用入浴機器の開発・製造・販売・メンテナンスまでを一貫しておこなう、医療・福祉機器の総合メーカーです。
自社ブランド「OG Wellness」が展開する製品は約230種類。他社メーカーの製品を合わせると2,000品目以上の製品を取り扱っています。国内外の医療機器を取り扱う販売店、病院、クリニック、福祉施設、教育機関などへの納入実績は102,000件以上。
社会のライフラインを支える企業として、より良い製品開発、ものづくり、サービスの向上に努めています。

当リリースに関するお問い合わせ先

オージー技研株式会社
〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉 1835-7
TEL: 0120-01-7181 (平日受付コールセンター)
E-mail public_relations@og-giken.co.jp (広報課)

※2023年12月25日現在の情報となります。物価変動等による価格変更や、商品改良の仕様及び外観等を予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※製品の詳細・ご購入につきましては、コールセンターまたはホームページへお問い合わせください。

【平日受付コールセンター】

0120-01-7181

【休日受付コールセンター】

※土・日・祝・年末年始 専用

0120-33-7181

受付時間 9:00～17:00 (平日・休日 共通)